

DISPOSITIFS D'ESSAI DU PROCESSUS

La stérilisation n'a qu'un seul partenaire: Cominox®. La vaste gamme d'accessoires, expressément étudiés pour les produits Cominox, permet de réaliser un système de sécurité personnalisé, possédant toutes les caractéristiques de qualité et d'innovation technologique garanties par la gamme SterilClave®. Cominox propose également des consommables (par exemple, les dispositifs d'essai Bowie & Dick / Helix), gages d'une sécurité dans les moindres détails.



TECHNOLOGIE. STERILISATION. SECURITE.

DISPOSITIFS D'ESSAI DU PROCESSUS

BOWIE & DICK TEST

	U.M.	
Dimensions hors-tout L x A x P	mm	120 x 28 x 120
Poids (masse)	g	220±4
Température ambiante admise	°C	entre 0 et 35
Humidité relative admise	%	entre 20 et 60
Pièces par boîte		20

Caractéristiques techniques non contractuelles

TEST HELIX

	U.M.	
Longueur	mm	1500
Diamètre intérieur	mm	2
Indicateurs chimiques par boîte		100

Caractéristiques techniques non contractuelles



Cominox S.r.l.

Via G. Viganò, 7 - 20048 Carate B.za (MI) Italy
Tel. +39 0362 912312 - Fax +39 0362 900940
www.cominox.it

REVENDEUR AGREE