

# ALLES, WAS FÜR EINE SICHERE STERILISIERUNG ERFORDERLICH IST.

Für die Sterilisation gibt es einen einzigen Ansprechpartner: Cominox®. Die große Auswahl an Zubehör, speziell auf die Cominox-Produkte abgestimmt, ermöglicht es, ein auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnittenes System mit allen Qualitätsmerkmalen und technologischen Innovationen der SterilClave®-Serie zu realisieren. Erhältlich sind auch Verbrauchsmaterialien wie chemische Prozessindikatoren und Verpackungsmaterialien, denn die Sicherheit erstreckt sich auch auf die Details.

## BOWIE & DICK TEST und HELIX TEST Prozessindikatoren



### BOWIE & DICK TEST

	Maßeinheit	
Abmessungen B x H x T	mm	120 x 28 x 120
Gewicht (Masse)	g	220±4
Zulässige Umgebungstemperatur	°C	0 ... 35
Zulässige relative Feuchtigkeit	%	20 ... 60
Stück pro Karton		20

Unverbindliche technische Daten

### HELIX TEST

	Maßeinheit	
Länge	mm	1500
Innendurchmesser	mm	2
Chemische Indikatoren pro Karton		100

Unverbindliche technische Daten