

SONICLEAN



SONICLEAN, Ultraschallbad

- Wanne in zwei Größen, 3 und 6 Liter, ausschließlich aus INOX-Stahl
- Korb und Deckel im Lieferumfang enthalten
- Von 0 bis 30 Minuten programmierbare Zeitschaltuhr mit Möglichkeit des Dauerbetriebs
- Von 0°C bis 80°C programmierbare Heizung
- SWEEP-Funktion für eine perfekte Ultraschallverteilung in der Wanne
- BOOST-Funktion für eine Steigerung der Ultraschallleistung um ca. 25%
- DEGAS-Funktion für ein wirksames Entgasen der Flüssigkeit
- Serienmäßiges Wasserablaufsystem auf dem 6-Liter-Modell
- Robust und zuverlässig bis ins Detail
- Leicht zu reinigen

SONICLEAN

	Maßeinheit	SoniClean 3	SoniClean 6
Fassungsvermögen der Wanne	l	2,75	5,75
Ablaufsystem			•
Deckel		•	•
Korb		•	•
Gläsergestell		optional	optional
Glas		optional	optional
Abmessungen der Wanne B x H x T	mm	240 x 137 x 100	300 x 151 x 150
Abmessungen des Korbs B x H x T	mm	198 x 106 x 50	255 x 115 x 75
Abmessungen B x H x T	mm	300 x 179 x 214	365 x 186 x 264
Spannung und Frequenz der Stromversorgung	V - Hz	230 - 50/60 (Einphasen-Wechselstrom)	
Maximale Leistungsaufnahme	W	280	550
Gewicht (Masse)	kg	3,3	5,1
Ultraschallfrequenz	kHz	37	

• Standardlieferung

Unverbindliche technische Daten