

ZYKLUS B, DIE VAKUUMPUMPE GESTATTET DAS
STERILISIEREN JEDLICHER ART STERILISIERGUT.

STERILCLAVE® 6 B SPEEDY



STERILCLAVE 6 B SPEEDY

- Rechteckige Sterilisierungskammer
- Unabhängiger Dampferzeuger
- Kompakte Abmessungen (L 385 x H 370 x T 535 mm), geringes Gewicht (45 kg)
- Mindestzykluszeit: 10 Minuten (Zyklus 134 Handstücke)
- Mindestdauer des Zyklus B mit Trocknen: 28 Minuten
- Praktische ergonomische Öffnung mit Taste
- Fassungsvermögen: 2 große Tablett (L 180 x T 280 mm)
- Breites Grafikdisplay mit Steuerung über vier Tasten
- Sechs im Voraus definierte Zyklen: 2 des Typs N, 1 des Typs S und 3 des Typs B
- Zwei Prüfzyklen: Bowie & Dick-Test und Vakuum-Test
- Spezialzyklus, benutzerprogrammierbar, zugänglich mit Zugangscode oder mit SterilCard® (opt)
- Erhältlich die Version Print mit integriertem Datendrucker
- Erhältlich die Version Card mit SterilCard® zum Erkennen des Benutzers und Software CominoxReader für die Zyklusspeicherung auf PC
- Manueller oder automatischer Wassereinlass (Opt.) und kontinuierliche Direktablauf
- Serieller Anschluss zur Datenübertragung

Fest, hohl, porös, verpackt und unverpackt: alle Instrumente und Materialien einer Arzt- oder Zahnarztpraxis oder im sanitären Bereich können anhand dieses Prozesses sterilisiert werden, die Qualität der Sterilisierung auf den unterschiedlichsten Typologien und in den komplexesten Situationen garantiert.

Mit der Kompaktheit und der Geschwindigkeit von B SPEEDY für eine größere Flexibilität und Effizienz.

TABELLE SPEISEWASSER

Trockenrückstand	≤ 10 mg/l
Siliciumoxid SiO ₂	≤ 1 mg/l
Eisen	≤ 0,2 mg/l
Cadmium	≤ 0,005 mg/l
Blei	≤ 0,05 mg/l
Schwermetallrückstände (außer Eisen, Cadmium und Blei)	≤ 0,1 mg/l
Chloride	≤ 2 mg/l
Phosphate	≤ 0,5 mg/l
Leitfähigkeit (bei 20 °C)	≤ 15 µs/cm
pH-Wert	5 ... 7,5
Aussehen	farblos, transparent, ohne Ablagerungen
Härte	≤ 0,02 mmol/l

TYPPRÜFUNGEN NACH EN 13060

	Sterilisationszyklen		
	N	S1	B
Luft Eintritt (Vakuum-Test)	•	•	•
Dynamik in der Kammer		•	•
Leere Kammer	•	•	•
Massives Sterilisiergut - unverpackt	•	•	
Massives Sterilisiergut - Doppelverpackung			•
Teilbeladung mit porösem Sterilisiergut, Doppelverpackung			•
Vollbeladung mit porösem Sterilisiergut, Doppelverpackung			•
Hohles Sterilisiergut A (Helix Test)			•
Trocknen, massives Sterilisiergut, Doppelverpackung			•
Trocknen, Vollbeladung mit porösem Sterilisiergut, Doppelverpa-			•
Restluft	•	•	

	Maßeinheit	B SPEEDY
Dampferzeugung		unabhängiger Erzeuger
Gestell für 2 Tablett oder 1 Kassette		•
Tablett im Lieferumfang		2
Sterilisationszyklen		
	121 UNVERPACKT	Typ N
	134 UNVERPACKT	Typ N
	134 HANDSTUECKE	Typ S1
	121 HOHL/PORÖS	Typ B
	134 HOHL/PORÖS	Typ B
	134 PRIONEN	Typ B
Maximales Gesamtgewicht des Sterilisierguts		
	Massive Instrumente, unverpackt	kg
	Handstücke, unverpackt	bis zu 8
	Hohle Instrumente, verpackt oder unverpackt	kg
	Poröses Sterilisiergut	kg
Fassungsvermögen Kammer	l	4,8
Fassungsvermögen Reinwasserbehälter	l	2,1
Wasserverbrauch pro Zyklus (Minimum-Maximum)	cm ³	200 - 500
Maximaler Durchsatz am Ablauf (direkt)	cm ³ /s	30
Maximale Temperatur am Ablauf (direkt)	°C	83
(Maximaler) Betriebsdruck absolut	kPa	331
Spannung und Frequenz der Stromversorgung	V - Hz	230 - 50 (Einphasen-Wechselstrom)
Maximal zulässige Spannungsschwankungen	%	±10
Maximale Leistungsaufnahme	W	1800
Wärmeabgabe	J/h	0,3
Geräuschpegel am Arbeitsplatz in geeigneter Umgebung (Mittelwert-Spitzenwert)	dB(A) - dB(C)	55,7 - 62,7
Abmessungen B x H x T	mm	385 x 370 x 535
Einbaumaße B X H x T	mm	390 x 375 x 505
Tiefe des Geräts bei geöffneter Tür	mm	690
Abmessungen Nutzraum B x H x T	mm	185 x 100 x 285
Gewicht (Masse)	kg	45
Gewicht pro Flächeneinheit der Stellfläche bei vollem Behälter und maximaler Beladung	kg/cm ²	0,96
Zulässige Umgebungstemperatur	°C	15 ... 40
Maximal zulässige relative Feuchtigkeit	%	85
Maximal zulässige Höhe über NN mit Standard-Sicherheitsventil	m.ü.M.	1500 (2000 nach Austausch des Ventils)

• Standardlieferung

Unverbindliche technische Daten

Garantie: 2 Jahre o 1500 Zyklen