

# SPEEDY WATER UND DISCOM Wasseraufbereitungssysteme

## SPEEDY WATER, Wasseraufbereiter

- Ständige und automatische Kontrolle der Leitfähigkeit an zwei Schwellenwerten (15 e 30  $\mu\text{S}/\text{cm}$ )
- Kompakt
- Einfach zu installieren
- Wartungsfreundlichkeit dank Einweg-Reinigungsblock



## DISCOM, Wasserdestilliergerät

- Produziert 100% destilliertes Wasser
- Automatische Abschaltung
- Leicht zu reinigen
- Wirtschaftlich



## SPEEDY WATER

	Maßeinheit	
Durchsatz	l/min	0,5 ... 0,7
Abmessungen B x H x T	mm	160 x 540 x 180
Gewicht in Betrieb (Masse)	kg	5,6
Wasserdruck am Netzanschluss	bar	1 ... 4,5
Produktionskapazität	l	300* => Dauer 1 Jahr**

\* Leitfähigkeit des Wassers aus dem Versorgungsnetz 650  $\mu\text{S}/\text{cm}$   
 \*\* Durchschnittl. 2,5 Zyklen pro Tag

Unverbindliche technische Daten

## DISCOM

	Maßeinheit	
Produktion destilliertes Wasser	l/h	0,57
Fassungsvermögen	l	4
Abmessungen $\varnothing$ x H	mm	200 x 360
Spannung und Frequenz der Stromversorgung	V - Hz	230 - 50 (Einphasen-Wechselstrom)
Maximale Leistungsaufnahme	W	580
Gewicht (Masse)	kg	3,5

Unverbindliche technische Daten