

# Osmywater



**COMINOX®**

Sterilization Systems

# Osmywater

## DATI TECNICI

### • Dimensioni OsmyWater

- Altezza cm 39,0
- Larghezza cm 28,0
- Profondità cm 19,0
- Peso kg 3,5

### • Serbatoio acqua

- Altezza cm 39,0
- Diametro cm 30,0
- Peso (a pieno) kg 16,0

## ACQUA OSMOTIZZATA

- Produzione acqua → 1.200 lit. ca. per filtro
- Ideale per utilizzi oltre 5 cicli di sterilizzazione al giorno
- Capacità serbatoio acqua → 10 lit. con ricarica automatica
- Possibilità di allacciare direttamente fino a 3 autoclavi
- Senza alimentazione elettrica
- Costi di gestione competitivi

## OsmyWater

- Massima pressione di acqua greggia bar - KPa 8 - 800
- Minima pressione di acqua greggia bar - KPa 2 - 200
- Minima capacità di acqua greggia l/h 50
- Produzione media a 25°C l/h 12



**COMINOX®**

Sterilization Systems

**Cominox S.r.l.**

Via G. Viganò, 7  
20048 Carate B.za (MB) Italy  
Tel. +39 0362 912312 - Fax +39 0362 900940  
[www.cominox.it](http://www.cominox.it)

rev\_01/2010



CARTRIDGE SUBSTITUTION:

DATE	n° CYCLE	SIGN

**OSMY**  
WATER