

# TUTTO QUELLO CHE SERVE PER UNA STERILIZZAZIONE SICURA.

La sterilizzazione ha un unico interlocutore: Cominox®. La ricca gamma di accessori, specificamente studiata per i prodotti Cominox, consente di realizzare un sistema di sicurezza personalizzato, con tutte le caratteristiche di qualità e di innovazione tecnologica garantite dalla gamma SterilClave®. Sono disponibili anche prodotti di consumo quali gli indicatori chimici di processo e i prodotti per il confezionamento, per una sicurezza che si estende anche ai dettagli.

## BOWIE & DICK TEST e HELIX TEST Dispositivi di prova del processo



### BOWIE & DICK TEST

	U.M.	
Dimensioni d'ingombro L x A x P	mm	120 x 28 x 120
Peso (massa)	g	220±4
Temperatura ambiente ammessa	°C	da 0 a 35
Umidità relativa ammessa	%	da 20 a 60
Pezzi per scatola		20

Dati tecnici non impegnativi

### HELIX TEST

	U.M.	
Lunghezza	mm	1500
Diametro interno	mm	2
Indicatori chimici per scatola		100

Dati tecnici non impegnativi