

UN SISTEMA DI SICUREZZA COMPLETO.

FLASH termosigillatrice



FLASH, termosigillatrice

- Design ergonomico
- Montaggio a parete
- Dimensioni compatte
- Utilizzo pratico e facile
- Sigillatura rapida
- Supporto di imballaggio (opzionale)



FLASH

	U.M.	
Tavolo appoggio busta		opzionale
Dimensioni d'ingombro L x A x P	mm	445 x 220 x 330
Tensione di alimentazione elettrica e frequenza	V - Hz	230 - 50 (CA monofase)
Potenza massima assorbita	W	100
Larghezza saldatura	mm	10
Lunghezza saldatura	mm	250
Durata saldatura	s	3
Peso (massa)	kg	5,2

Dati tecnici non impegnativi