

SPEEDY WATER E DISCOM

Sistemi di demineralizzazione

SPEEDY WATER, demineralizzatore

- Controllo costante e automatico della conducibilità dell'acqua su due soglie (15 e 30 $\mu\text{S}/\text{cm}$)
- Compatto
- Semplice da installare
- Facile manutenzione grazie al blocco di purificazione monouso



DISCOM, distillatore d'acqua

- Produce 100% di acqua distillata
- Spegnimento automatico
- Facile da pulire
- Economico



SPEEDY WATER

	U.M.	
Portata	l/min	da 0,5 a 0,7
Dimensioni d'ingombro L x A x P	mm	160 x 540 x 180
Peso a regime (massa)	kg	5,6
Pressione acqua di rete	bar	da 1 a 4,5
Capacità produttiva	l	300* => durata 1 anno**

* Conducibilità acqua di rete pari a 650 $\mu\text{S}/\text{cm}$
 ** Media giornaliera di 2,5 cicli

Dati tecnici non impegnativi

DISCOM

	U.M.	
Produzione acqua distillata	l/h	0,57
Capacità	l	4
Dimensioni d'ingombro \varnothing x A	mm	200 x 360
Tensione di alimentazione elettrica e frequenza	V - Hz	230 - 50 [CA monofase]
Potenza massima assorbita	W	580
Peso (massa)	kg	3,5

Dati tecnici non impegnativi