

STERILABEL

stampante per etichette/barcode



MATRICOLA: 16819 - CICLO N.: 838
134 MANIPOLI S1
14/09/89 15:21 - 15:33
OPERATORE Fabbrica - Ciclo completato
DATA SCADENZA: 14/10/89


STERILABEL

	U.M.	
Etichette	n.	300 etichette / rotolo
Dati di stampa		matricola - numero ciclo - tipo ciclo - data - ora inizio/ora fine ciclo - operatore - esito ciclo - data di scadenza della confezione (se impostato)
Interfaccia di comunicazione		seriale RS232
Alimentazione	VDC/VA	9-48 VDC / 11 VA (alimentatore esterno)
Dimensioni	mm	146 x 88 x 65
Peso	g	350 g (con rotolo etichette)

Dati tecnici non impegnativi

STERILABEL è la stampante termica per etichette che permette di avere strumenti di registrazione della sterilizzazione ideali per il **riconoscimento** dei materiali e la **tracciabilità** dei processi: compatta e leggera, è di facilissimo utilizzo. Consente infatti di stampare **etichette pre-tagliate** di semplice applicazione, con l'opzione di stampa fino ad un numero di 100 per ogni ciclo di sterilizzazione appena concluso.

BOWIE & DICK TEST e HELIX TEST dispositivi di prova del processo



Test conforme.

BOWIE & DICK TEST

	U.M.	
Dimensioni d'ingombro L x A x P	mm	120 x 28 x 120
Peso (massa)	g	220±4
Temperatura ambiente ammessa	°C	da 0 a 35
Umidità relativa ammessa	%	da 20 a 60
Pezzi per scatola	n	20

Dati tecnici non impegnativi

HELIX TEST

	U.M.	
Lunghezza	mm	1500
Diametro interno	mm	2
Indicatori chimici per scatola	n	100

Dati tecnici non impegnativi

BOWIE&DICK TEST – HELIX TEST sono gli strumenti appositamente approntati da Cominox per il controllo della sterilizzazione a 360°C. Accessori specificamente studiati permettono infatti di realizzare un sistema di sicurezza personalizzato: gli indicatori chimici di processo sono a disposizione degli utilizzatori delle sterilizzatrici per la verifica della funzionalità e dell'efficacia della sterilizzazione con la **qualità** e l'**affidabilità garantita** dal marchio Cominox.



COMINOX®
PURE STERILIZATION

Cominox S.r.l.

Via G. Viganò, 7 - 20841 Carate B.za (MB) ITALY
Tel. +39 0362 912312 - Fax +39 0362 900940
www.cominox.it - contact@cominox.it

COMINOX LINEA TRACCIABILITÀ



COMINOX®
PURE STERILIZATION

PCI02MBRT - 03/2011. Si riserva il diritto di apportare modifiche agli articoli senza dare alcun preavviso.