

# BOWIE & DICK TEST e HELIX TEST dispositivi di prova del processo




### Bowie & Dick test

- Test monouso di verifica dell'efficacia dei cicli dell'autoclave di tipo B nella sterilizzazione di carichi porosi

### Helix test

- Test di verifica dell'efficacia dei cicli dell'autoclave di tipo B nella sterilizzazione dei corpi carichi cavi di tipo A
- Dispositivo riutilizzabile + 100 indicatori monouso
- Produzione GKE-Germania



# STERILCARE detergente

- Prodotto dedicato alla pulizia della camera di sterilizzazione e delle parti in acciaio INOX di SterilClave
- Detergente a base di alcool
- Disponibile in confezione da 4 pezzi

